

Pledget



san/tec

san/tec



Pledget
PTFE-Pledget "B"
absorbable, soft



Produktion - Vertrieb - Produktmanagement

Santec Medicalprodukte GmbH
Babenhäuser Strasse 45
63762 Großbostheim/Deutschland
Fon +49 6026 999203-0
Fax +49 6026 999203-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Geschäftsführer

Detlev-Sven Neumann
Wolfgang Leichtenstern

Auftragsannahme

Bernadette Wießmann
Fon +49 6026 999203-0
info@santec-medical.de

Manufacturing - Sales - Product Management

Santec Medicalprodukte GmbH
Babenhäuser Strasse 45
63762 Großbostheim/Germany
Phone +49 6026 999203-0
Fax +49 6026 999203-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Managing Directors

Detlev-Sven Neumann
Wolfgang Leichtenstern

Order Taking

Bernadette Wießmann
Phone +49 6026 999203-0
info@santec-medical.de



Produktdatenblatt
Datasheet

PTFE Pledgets

santec medicalprodukte gmbh

santec medicalprodukte gmbh

Version 2016
Abbildungen / Pictures: Foto Ziemlich








Pledget

Die sichere Unterstützung in fragilem Gewebe

Pledgets schützen das Gewebe vor mechanischem Ausreißen oder Einschneiden des Fadens. Santec bietet

dazu multifunktional einsetzbare Nahtwiderlager aus nicht resorbierbarem PTFE mit hervorragender Gewebeverträglichkeit. Vielfältige Formate (rechteckig, oval oder rund) in Filz Qualität (hart oder weich) bzw. als ePTFE Membran

ermöglichen Geweberstärkung für die gebräuchlichsten Anwendungen. Viele Varianten sind auch bereits auf dem Faden aufgezogen erhältlich. Neben dem Standardprogramm können auch andere Formate individuell konfektioniert werden.

Größe in mm	Format	Qualität	Typ	Gelocht	Inhalt Spenderkarte	Spenderkarten pro Box	REF #
Size in mm	Shape	Quality	Type	Preperforated	Number of Pledgets per pouch	Number of pouches per box	REF #
3 x 3 x 0.4 	rechteckig rectangular	ePTFE	E	x	4	12	503
3 x 3 x 1.6 	rechteckig rectangular	hart hard	G	x	4	12	504
				x	5	36	525
				x	10	36	523
					5	36	536
6 x 3 x 1.6 	oval	hart hard	U	x	2	36	514
				x	4	12	271
				x	5	12	532
				x	8	36	271-2
					2	36	515
		weich soft	B		4	12	272
					8	36	303
6 x 4.8 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	Z		6	12	275
ø 6 x 1.6 	rund circular	hart hard	F		2	12	289
					6	12	281
ø 6 x 2.9 	rund circular	weich soft	FX		6	36	298
9 x 4.5 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	D	x	4	12	274
				x	6	12	295
					4	12	274-1
					6	12	295-1
					6	36	296






Pledget

Secure Support for fragile tissue






Pledgets protect the tissue from rupturing or friction caused by sutures. Santec offers pledgets made from PTFE which are usable in

a multifunctional way and have excellent tissue tolerability. To ensure the applicability for the most common tissue types and operation needs, the pledgets are available in three formats (oval, rectangular or circular).

Pledgets are available as PTFE felt (soft or hard) and ePTFE membrane. Several models feature ready-made sutures. In addition to the standard product line Santec also manufactures pledget formats according to client specifications.

Größe in mm	Format	Qualität	Typ	Gelocht	Inhalt Spenderkarte	Spenderkarten pro Box	REF #
Size in mm	Shape	Quality	Type	Preperforated	Number of Pledgets per pouch	Number of pouches per box	REF #
12.7 x 7.9 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	V	x	2	12	278
				x	4	12	278-1
				x	6	36	280
15 x 10 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	J		6	24	284
15 x 10 x 2.9 	rechteckig rectangular	weich soft	JX	x	6	24	413
30 x 19 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	H		1	12	287
38 x 12.7 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	I		1	12	282

Pledget

Größe in mm	Format	Qualität	Typ	Gelocht	Inhalt Spenderkarte	Spenderkarten pro Box	REF #
Size in mm	Shape	Quality	Type	Preperforated	Number of Pledgets per pouch	Number of pouches per box	REF #
38 x 38 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	R		1	12	288
102 x 13 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	Y		1	12	299
152 x 6.3 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	M		1	12	277
152 x 7.5 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	O		1	12	285
					2	12	302
152 x 12.7 x 1.6 	rechteckig rectangular	weich soft	L		1	12	276