


Silicon-Folie
temporärer Thoraxverschluss

Silicon-Folie



Temporärer Thoraxverschluss, mit inerte Folie zur Reduzierung des Infektionsrisikos

Vorteile

- sterile Folie mit hoher Reißfestigkeit, gasdurchlässig
- leichtes Entfernen mit minimalem Trauma, da das Material praktisch nicht mit Körpergewebe oder -flüssigkeiten reagiert

Handhabung

- zur Auflage auf den Thorax, zur äußeren Anwendung bis zu 30 Tagen
- kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
- durch Polyestergewebe verstärkte Folien sind bei Bedarf mit Nahtmaterial fixierbar

Produktspezifikation

Artikelbezeichnung	Größe in mm	Stück pro Box	REF
Siliconfolie unverstärkt	55 x 75 x 0,5	10	AMT 600-5
Siliconfolie unverstärkt	55 x 75 x 1,00	10	AMT 600-7
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	80 x 100 x 0,75	5	AMT 901-2
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	150 x 200 x 0,38	2	AMT 801-1/1
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	150 x 200 x 0,75	2	AMT 801-5
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	200 x 250 x 0,75	2	AMT 901-5
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	200 x 300 x 0,75	2	AMT 901-10

Lieferung in einer doppelten Steril-Verpackung

Santec Medicalprodukte GmbH

Babenhäuser Strasse 45
63762 Großostheim
Fon +49 6026 999203-0
Fax +49 6026 999203-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de